

(Ventimask): permite la administración de una concentración exacta de **oxígeno**, permitiendo niveles de **FiO2** de entre el 24-50%, con una cantidad de litros por minuto que oscila entre 3-15 litros. Este sistema sigue el principio de Bernoulli, es decir, el dispositivo mezcla el oxígeno con el aire ambiental a través de orificios de distinto diámetro.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

[https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=mascarilla\\_venturi](https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=mascarilla_venturi)

Last update: **2025/05/03 23:58**

