

MONOFILAMENTO El monofilamento Monocryl posee una superficie suave, sin asperezas, así como un mínimo efecto memoria que implica menor resistencia al avance y menor traumatismo tisular que los producidos por las Suturas trenzadas, especialmente en tejidos débiles y delicados, y allí donde se prefiera suturar utilizando técnica continua.

28 DIAS DE RETENCION DE FUERZA TENSIL Su fuerza tensil se mantiene a lo largo de unos 28 días después de su implantación, garantizando con ello un soporte de la herida suficiente para la mayor parte de los tejidos que cicatrizan en el plazo de 28 días. Además, su fuerza tensil inicial es elevada, con mayores posibilidades para utilizar suturas de un calibre menor que las que se utilizarían con otros sintéticos absorbibles.

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**

ISSN 1988-2661

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=monocryl>

Last update: **2025/05/04 00:03**

