

Surgicel



Se trata de un **hemostático** absorbible.

Es un tejido estéril absorbible preparado mediante oxidación controlada de celulosa regenerada. El tejido es blanco en un molde amarillo pálido y tiene un leve aroma a caramelo. Es resistente y se puede suturar o cortar sin desgarrarse.

Indicaciones: SURGICEL se usa como auxiliar en procedimientos quirúrgicos para ayudar a controlar la hemorragia capilar, venosa y de arterias pequeñas cuando la ligadura y otros métodos convencionales de control son imprácticos o ineficaces. Perfil de absorción: Esencialmente completa entre 1 y 2 semanas.

También se puede combinar con sellantes como el Tissucol o Duraseal en **fístulas de LCR**

From:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/> - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:

<https://neurocirugiacontemporanea.es/wiki/doku.php?id=surgicel>

Last update: **2025/05/04 00:03**

